

ET99730 ET99731 数据型微电脑多参数水质快速测定仪测量项目技术指标

代码	测量项目	测量范围	测量方法	波长 nm	比色皿	推荐试剂	备注
20	需酸量	0.1 to 4.00 mmol/L	酸/指示剂	615	Ø24mm	ET513210	
35	碱度-P	5 to 300 mg/LCaCO ₃	酸/指示剂	551	Ø24mm	ET513230	
30	总碱度	5 to 200 mg/LCaCO ₃	酸/指示剂	615	Ø24mm	ET513210	
31	总碱度 HR	5 to 500 mg/LCaCO ₃	酸/指示剂	615	Ø24mm	ET513240	
40	铝	0.01 to 0.30 mg/L Al	铬花氰 R	535	Ø24mm	ET517601	
50	铝	0.01 to 0.25 mg/L Al	铬花氰 R	535	Ø24mm	ET535000	
60	氨氮	0.02 to 1.00 mg/L N	靛酚蓝	676	Ø24mm	ET517611	海水水样, 选购 ET460170 进行前处理, 消除干扰
62	氨氮 (pp)	0.01 to 0.80 mg/L N	水杨酸法	655	Ø24mm	ET535500	
65	氨氮 LR	0.02 to 2.50 mg/L N	水杨酸法	655	Ø16mm	ET535600	
66	氨氮 HR	1 to 50 mg/L N	水杨酸法	655	Ø16mm	ET535650	
68	砷-As ³⁺ 、As ⁴⁺	0.02 to 0.60 mg/L As	二乙基二硫代氨基甲酸锌	507	□20mm	----	选购 ET370500 砷发生器, 使用方法详见说明书
85	硼	0.1 to 2.0 mg/L B	甲亚胺	450	Ø24mm	ET517681	
78	溴	0.1 to 3.0 mg/L Br ₂	DPD	510	□10mm	ET511050	
79	溴	0.05 to 1.00 mg/L Br ₂	DPD	510	□50mm	ET511050	
80	溴	0.05 to 6.50 mg/L Br ₂	DPD	510	Ø24mm	ET511050	
87	镉	0.025 to 0.75 mg/L Cd	阳离子	525	Ø16mm	ET420750	
90	氯化物	0.5 to 25.0 mg/L Cl ⁻	硝酸银浊度法	450	Ø24mm	ET517741	
91	氯化物	5 to 60 mg/L Cl ⁻	铁 (III) -硫氰酸盐	450	Ø24mm	ET2419031	
98	余氯-总氯	0.1 to 6.0 mg/L Cl ₂	DPD	510	□10mm	ET511050	测量总氯, 使用 ET511050 试剂+ET511080 试剂 高钙水样, 选购 ET515740 试剂替换 ET511050 试剂
99	余氯-总氯	0.02 to 0.50 mg/L Cl ₂	DPD	510	□50mm	ET511050	测量总氯, 使用 ET511050 试剂+ET511080 试剂 高钙水样, 选购 ET515740 试剂替换 ET511050 试剂

100	余氯-总氯	0.02 to 3.00 mg/L Cl ₂	DPD	510	Ø24mm	ET511050	测量总氯：使用 ET511050 试剂+ET511080 试剂 高钙水样余氯：使用 ET515740 试剂替换 ET511050 高钙水样总氯：使用 ET515740+ET515730 测亚氯酸盐：ET517711+ET512170+ET512120+ET511020
104	余氯-总氯 HR	0.1 to 10.0 mg/L Cl ₂	DPD	510	□10mm	ET511500	测量总氯，使用 ET511500 试剂+ET511590 试剂
101	余氯-总氯	0.02 to 3.00 mg/L Cl ₂	DPD	510	Ø24mm	ET471056	
110	余氯-总氯	0.02 to 2.00 mg/L Cl ₂	DPD	510	Ø24mm	ET530100	测量总氯，使用 ET530100 试剂+ ET530120 试剂
113	余氯-总氯	0.01 to 3.5 mg/L Cl ₂	DPD	510	Ø24mm	ET530180	测量总氯，使用 ET530180 试剂+ ET530190 试剂
105	高浓度氯	5 to 200 mg/L Cl ₂	KI/酸	470	Ø16mm	ET517721	
119	二氧化氯	0.05 to 1.00 mg/L ClO ₂	DPD, 甘氨酸	510	□50mm	ET511050	含氯水样，选购 ET512170+ET511080 试剂，消除氯干扰
120	二氧化氯	0.05 to 2.50 mg/L ClO ₂	DPD, 甘氨酸	510	Ø24mm	ET511050	含氯水样，选购 ET512170+ET511080 试剂，消除氯干扰
124	六价铬	0.005 to 0.5mg/L Cr ⁶⁺	1,5-二苯碳酰肼	542	□50mm	ET537310	测量总铬*时，使用 ET537300+ET537310 试剂
125	六价铬	0.02 to 2.00 mg/L Cr ⁶⁺	1,5-二苯碳酰肼	542	Ø16mm	ET537310	测量总铬*时，使用 ET537300+ET537310 试剂
130*	化学需氧量 LR	0 to 150 mg/L O ₂	重铬酸钾/H ₂ SO ₄	420	Ø16mm	ET99955	无汞 COD 试剂型号：ET99910
131*	化学需氧量 MR	0 to 1500 mg/L O ₂	重铬酸钾/H ₂ SO ₄	620	Ø16mm	ET99974	无汞 COD 试剂型号：ET99911
132*	化学需氧量 HR	0 to 15000 mg/L O ₂	重铬酸钾/H ₂ SO ₄	620	Ø16mm	ET99106	无汞 COD 试剂型号：ET99912
203	铂钴色度	0 to 500 mg/L Pt	铂钴色标	455	□50mm	----	
149	余铜-总铜	0.05 to 1.00 mg/L Cu	联喹啉	559	□50mm	ET517691	
150	余铜-总铜	0.5 to 5.0 mg/L Cu	联喹啉	559	Ø24mm	ET517691	
153	余铜	0.05 to 5.00 mg/L Cu	联喹啉	560	Ø24mm	ET530300	
156	氰化物	0.005 to 0.2 mg/L CN	吡啶-巴比妥酸	585	□50mm	ET2418875	
157	氰化物	0.01 to 0.50 mg/L CN	吡啶-巴比妥酸	585	Ø24mm	ET2418875	
160	氰尿酸	0 to 160 mg/L CyA	三聚氰胺	530	Ø24mm	ET511370	
165	二乙基羟胺	20 to 500 µg/L DEHA	PPST	562	Ø24mm	ET513220	配合 ET461185 测试

167	二乙基羟胺	20 to 500 µg/L DEHA	PPST	562	Ø24mm	ET536000	
170	氟化物	0.05 to 1.50 mg/L F	SPADNS	580	Ø24mm	ET467481	首次使用, 须选购 ET205630 氟化物校准液
175	甲醛	1 to 5 mg/L HCHO	过氧化氢/铬变酸	585	□10mm	ET420751	
176	甲醛	0.02 to 1.00 mg/L HCHO	过氧化氢/铬变酸	585	□50mm	ET420751	
177	甲醛	0.1 to 5.0 mg/L HCHO	过氧化氢/铬变酸	575	Ø16mm	ET420752	
200	总硬度	2 to 50 mg/L CaCO ₃	Metallphthalein3	571	Ø24mm	ET515660	
201	总硬度 HR	20 to 500 mg/L CaCO ₃	Metallphthalein3	571	Ø24mm	ET515660	
205	联氨	0.05 to 0.50 mg/L N ₂ H ₄	对 (N,N-二甲基) 苯甲醛	455	Ø24mm	ET462910	首次使用, 需选购 ET384930 专用试剂定量勺
206	联氨	0.005 to 0.60 mg/L N ₂ H ₄	对 (N,N-二甲基) 苯甲醛	455	Ø24mm	ET531200	
209	过氧化氢	0.01 to 0.50 mg/L H ₂ O ₂	DPD/催化剂	510	□50mm	ET512380	
210	过氧化氢	0.03 to 1.50 mg/L H ₂ O ₂	DPD/催化剂	510	Ø24mm	ET512380	
215	碘	0.05 to 3.60 mg/L I ₂	DPD	510	Ø24mm	ET511050	
218	可溶性总铁	0.1 to 1.0 mg/L Fe	PPST	562	□10mm	ET515370	测二价铁需选购 ET515420 试剂
219	可溶性总铁	0.01 to 0.50 mg/L Fe	PPST	562	□50mm	ET515370	测二价铁需选购 ET515420 试剂
220	可溶性总铁	0.1 to 1.00 mg/L Fe	PPST	562	Ø24mm	ET515370	测二价铁需选购 ET515420 试剂
222	总铁	0.1 to 3.0 mg/L Fe	菲罗琳	510	Ø24mm	ET530560	
223	总铁 TPTZ	0.1 to 1.8 mg/L Fe	TPTZ	590	Ø24mm	ET530550	
232	铅	0.1 to 5.0 mg/L Pb	4-(2-吡啶偶氮)间苯二酚	520	□10mm	ET420753	
234	铅	0.1 to 5.0 mg/L Pb	4-(2-吡啶偶氮)间苯二酚	515	Ø16mm	ET420754	注: 此方法适用于水样硬度 ≤70mg/L Ca ²⁺ 的铅样品测量
235	铅	0.1 to 5.0 mg/L Pb	4-(2-吡啶偶氮)间苯二酚	515	Ø16mm	ET420754	注: 此方法适用于水样硬度 >70mg/L Ca ²⁺ 的铅样品测量
240	锰	0.2 to 4.0 mg/L Mn	甲醛肟	450	Ø24mm	ET517621	
242	锰 LR	0.01 to 0.70 mg/L Mn	PAN	558	Ø24mm	ET535090	注: 水样中 CaCO ₃ > 300 mg/L, 使用 ET530640 试剂
243	锰 HR	0.1 to 18.0 mg/L Mn	高碘酸盐	525	Ø24mm	ET535100	
250	钼酸盐	1 to 30 mg/L MoO ₄	巯基乙酸盐	366	Ø24mm	ET517631	

251	钼酸盐	0.05 to 5.00 mg/L MoO ₄	巯基乙酸	610	Ø24mm	ET535450	
252	钼酸盐	0.5 to 66.0 mg/L MoO ₄	巯基乙酸	420	Ø24mm	ET535300	
255	镍 LR	0.02 to 1.00 mg/L Ni	丁二酮肟	443	□50mm	ET2419033	
256	镍 HR	0.2 to 7.0 mg/L Ni	丁二酮肟	443	Ø24mm	ET2419033	
265	硝酸盐	1 to 30 mg/L N	铬变酸	410	Ø16mm	ET535580	
267	硝酸盐	0.5 to 14.0 mg/L N	2,6-二甲基-苯酚	340	Ø16mm	ET2420702	
270	亚硝酸盐	0.01 to 0.50 mg/L N	巴豆酸钠	545	Ø24mm	ET512310	
272	亚硝酸盐	0.01 to 0.30 mg/L N	重氮	507	Ø24mm	ET530980	
275	亚硝酸盐	0.03 to 0.60 mg/L N	对氨基苯磺酸/萘	545	Ø16mm	ET2419018	
276	亚硝酸盐	0.3 to 3.0 mg/L N	对氨基苯磺酸/萘	545	Ø16mm	ET2419018	
280*	总氮 LR	0.5 to 25.0 mg/L N	多硫酸铵消化法	410	Ø16mm	ET535550	
281*	总氮 HR	5 to 150 mg/L N	多硫酸铵消化法	410	Ø16mm	ET535560	
283*	总氮 LR	0.5 to 14.0 mg/L N	2,6-二甲基-苯酚	340	Ø16mm	ET2420703	
284*	总氮 HR	5 to 140 mg/L N	2,6-二甲基-苯酚	340	Ø16mm	ET2420703	
290	活性氧	0.1 to 10.0 mg/L O ₂	DPD	510	Ø24mm	ET511220	
299	臭氧	0.02 to 0.50 mg/L O ₃	DPD/催化剂	510	□50mm	ET517711	
300	臭氧	0.02 to 1.00 mg/L O ₃	DPD/催化剂	510	Ø24mm	ET517711	含氯水样, 需选购 ET512170 试剂, 消除水样中氯干扰
330	酸度 pH	6.5 to 8.4 pH	酚红	558	Ø24mm	ET511770	
331	酸度 pH	6.5 to 8.4 pH	酚红	558	Ø24mm	ET471040	
315	苯酚	0.1-5mg/L C ₆ H ₅ OH	4-氨酰安替比林	507	Ø24mm	ET517856	
316	磷酸酯	0 to 125 mg/L PO ₄	过硫酸盐紫外氧化法	890	Ø24mm	ET535220	
317*	总磷-磷酸盐	0.07 to 3.00 mg/L P	磷钼酸/抗坏血酸	690	Ø16mm	ET2419019	
318*	总磷-磷酸盐	1.5 to 20.0 mg/L P	磷钼酸/抗坏血酸	690	Ø16mm	ET2420700	
320	正磷酸盐 LR	0.05 to 4.00 mg/L PO ₄	钼酸铵	710	Ø24mm	ET517651	

321	正磷酸盐 HR	1 to 80 mg/L PO ₄	钼酸二价钒	470	Ø24mm	ET517661	
322	正磷酸盐	3-60 mg/L PO ₄	Vanadomolybdate	438	Ø16mm	ET 2420701	
323	正磷酸盐 LR	0.06 to 2.50 mg/L PO ₄	钼酸盐/抗坏血酸	890	Ø24mm	ET531550	
324	正磷酸盐 HR	0.06 to 5.00 mg/L PO ₄	钼酸盐/抗坏血酸	890	Ø16mm	ET535200	
325*	磷酸盐 (酸解磷)	0.02 to 1.60 mg/L P	抗坏血酸消化法	890	Ø16mm	ET535250	
326*	总磷-磷酸盐	0.02 to 1.10 mg/L P	抗坏血酸, 过硫酸盐消化	890	Ø16mm	ET535210	
340	钾	1 to 10.0 mg/L K	四苯硼钠浊度法	730	Ø24mm	ET515670	
350	二氧化硅 LR	0.05 to 3.00 mg/L SiO ₂	钼酸硅法	820	Ø24mm	ET517671	注: 含磷酸盐水样, 需选购 ET513150 试剂, 消除干扰
351	二氧化硅 MR	0.1 to 1.6 mg/L SiO ₂	杂多蓝	815	Ø24mm	ET535690	
352	二氧化硅 HR	1 to 100 mg/L SiO ₂	钼酸硅盐	452	Ø24mm	ET535700	
360	硫酸盐	2 to 100 mg/L SO ₄	硫酸钡浊度法	450	Ø24mm	ET532160	
365	硫化物	0.04 to 0.50 mg/L S	DPD 催化剂	668	Ø24mm	ET502930	
						ET502940	
368	亚硫酸盐	0.1 to 10.0 mg/L SO ₃	DTNB	405	□10mm	ET518020	
370	亚硫酸盐	0.05 to 4.00 mg/L SO ₃	DTNB	405	Ø24mm	ET518020	
375	表面活性剂 (阴离子)	0.05 to 2.00 mg/L MBAS	亚甲蓝	653	Ø16mm	ET420763	
376	表面活性剂 (阴离子)	0.05-2.00 mg/L SDSA	亚甲蓝	660	Ø16mm	ET420763	
377	表面活性剂 (非离子)	0.1-7.5 mg/L Triton X-100	TBPE	610	Ø16mm	ET420764	
378	表面活性剂 (阳离子)	0.05-1.5mg/L CTAB	二硫蓝法	610	Ø16mm	ET420765	
380*	总有机碳 TOC	5.0-80.0 mg/L TOC	硫酸/过硫酸/指示剂	596	Ø16mm	ET420756	注: 首次使用, 选购 ET420757 TOC 消解帽、6 个/组

381*	总有机碳 TOC	50 to 800 mg/L TOC	硫酸/过硫酸/指示剂	596	Ø16mm	ET420756	注: 首次使用, 选购 ET420757 TOC 消解帽、6 个/组
383	总固体悬浮物	0 to 750 mg/L TSS	光度计	810	□50mm	----	
385	浊度	5 to 500 FAU	衰减辐射	860	□50mm	----	
390	尿素	0.1 to 2.0 mg/L Urea	靛酚酶	676	Ø24mm	ET517800	
400	锌	0.02 to 0.50 mg/L Zn	锌试剂	616	Ø24mm	ET512620	注: 含高氨水样, 再选购 ET512350 试剂, 消除氯干扰
						ET512390	
345、346、347 mAbs(吸光度), 436、525、620nm 0 to 50 m ⁻¹ * 表示需进行加热消解处理, 请选购 ET99125(N)加热消解处理器							

Tel:4006691217 http://www.lvbchina.com